

MANUAL DE UTILIZADOR

Desfibrilhador Externo

MODELO: DEF-5000

FABRICANTE: MedTech Medical Systems

FINALIDADE

O desfibrilhador destina-se à administração de choques elétricos controlados em situações de paragem cardiorrespiratória e arritmias cardíacas graves.

PROCEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO

- Ligar o equipamento.
- Aplicar os elétrodo no tórax do doente.
- Seguir as instruções apresentadas no visor.
- Garantir que ninguém está em contacto com o doente durante a descarga.
- Premir o botão de choque quando solicitado.

CUIDADOS DE SEGURANÇA

- Utilizar apenas por profissionais treinados.
- Verificar regularmente o estado da bateria.
- Não utilizar em ambientes húmidos.

MANUTENÇÃO

- Limpeza após cada utilização.
- Verificação mensal dos elétrodo.
- Teste funcional trimestral.

CONTACTOS DE ASSISTÊNCIA

MedTech Medical Systems

Telefone: 210 000 001

Email: assistencia@medtech.pt