

MANUAL DE UTILIZADOR

Oxímetro de Pulso

MODELO: OXI-100

FABRICANTE: MedSensors

FINALIDADE

Monitorizar a saturação periférica de oxigénio (SpO2) e a frequência cardíaca.

UTILIZAÇÃO

- Colocar o sensor no dedo do doente.
- Ligar o equipamento.
- Aguardar estabilização da leitura.
- Registar os valores obtidos.

SEGURANÇA

- Não utilizar em dedos com esmalte escuro.
- Evitar movimento excessivo durante a medição.

MANUTENÇÃO

- Limpeza após cada utilização.
- Substituição das pilhas quando necessário.